



## 鼻部冲洗器

NASAL WASH

创新设计



配大、中、小号三个规格的软触鼻头

- **Rhino Clear® Ergo Plus** 是菲拉玛第二代洗鼻器，设计创新，最大限度符合人体工程学。材质安全、环保，喷雾柔和。可以对鼻腔和鼻咽部进行快速、有效的冲洗。冲洗液为等渗生理盐水或盐水与药物的混合液。
- 推荐使用**FLAEM**主机。
- 不含双酚A和邻苯二甲酸酯



## • 技术特点

净液槽与回收槽分离，几何结构设计创新，废液不会进入净液槽。  
Rhino Clear® 雾化10 ml氯化钠注射液，完成时间大约为2分钟。

净液槽最大装液量为10 ml。仅有3.2%的雾化粒子小于10微米。MMD可以达到最适宜鼻腔冲洗的48微米。

高效冲洗：将冲洗液雾化成具有持续正压的无数细小水滴，均匀、柔和、无死角地对聚积在鼻腔以及副鼻窦的分泌物、灰尘及有害物质进行冲洗并将它们回收至废液槽。I

实用：装置配有一个超大实用、手感良好的喷射控制按钮，表面是软触材质。

Rhino Clear® 洗鼻器适于由菲拉玛压缩雾化吸入机驱动，FLAEM任何一款均可。

操作简便：冲洗液可以为：生理盐水（等渗，高渗以及脂质类溶液等）或常规药店可以购得的药物。

Rhino Clear® 采用生物相容性、无致敏、无毒材质，安全、可靠。

Rhino Clear® 配备大、中、小三个规格的软触鼻头

软触按钮：冲洗中可以控制冲洗液的喷射：  
启动/停止  
增加了手感，对儿童操作非常友好。



生产企业：菲拉玛诺瓦股份公司  
代理人：北京世茂嘉诚科技有限公司  
联系电话：010-88407820  
[www.cenluxmedical.com](http://www.cenluxmedical.com)

了解更多，关注官方公众号：

## • 批准的认证

符合欧盟93/42/EEC 医疗器械指令及后续修订。



## • 生物相容性

符合欧盟标准 EN 10993-1 “医疗器械生物学评价”：医疗器械不含邻苯二甲酸酯的要求。符合(CE) 第1907/2006法规。



产品型号：ACO702P

